

# ADE

Marque distribuée par

**PRECISA** . . . .  
France

**Fauteuil peseur électronique  
en usage interne ou  
réglementé**

## Fauteuil peseur électronique Référence : M400660 (HML) et M400020 (ML)

Fauteuil peseur confortable et pratique. Les repose-pieds rabattables vers le haut libèrent totalement le passage et permettent ainsi au patient de s'asseoir facilement. Les accoudoirs pivotants permettent d'accéder au fauteuil et d'en sortir en toute simplicité. Grâce au deux roues directrices, le fauteuil peut être manœuvré sans difficulté. Deux freins à pied montés sur les roues arrière assurent stabilité et sécurité. Les fonctions de tare et de maintien de l'affichage permettent de peser tous types de patients. Il est alimenté sur secteur et par piles rechargeables, ce qui permet son utilisation partout dans les établissements hospitaliers.

Alimentation secteur et batterie rechargeable.

### FONCTIONS

- IMC
- Maintien de l'affichage
- Tare
- Pré-tare
- Interface RS232
- Remise à zéro automatique
- Indicateur de batterie faible
- Arrêt automatique

	Version HML	Version ML
Capacité	250kg	250kg
Graduation	100g	100g
Unité	Kg/lb	Kg
Hauteur de siège	525 mm	

