

ADE

Marque distribuée par

PRECISA
■ ■ ■ ■
France

**Fauteuil peseur électronique
en usage interne ou
réglementé**

Fauteuil peseur électronique Référence : M403660 (HML) et M403020 (ML)

Les quatre roues directrices, dont deux avec frein, permettent de déplacer ce fauteuil pèse-personne partout sans effort. Les repose-pieds rabattables facilitent l'accès du patient au fauteuil.

Les accoudoirs rembourrés et le siège ergonomique en font un instrument de mesure confortable.

Alimentation secteur et batterie rechargeable.

FONCTIONS

- IMC
- Maintien de l'affichage
- Tare
- Pré-tare
- Interface RS232
- Remise à zéro automatique
- Indicateur de batterie faible
- Arrêt automatique



	Version HML	Version ML
Capacité	250kg	250kg
Graduation	100g	100g
Unité	Kg/lb	Kg
Hauteur de siège	490 mm	