

STANDARD

Série 160BJ

Balances de précision 160BJ



Balances de précision de chez PRECISA pour des mesures efficaces et des résultats précis.

Les balances de la série 160BJ sont utilisables en Laboratoire ou en extérieur. Les 2 ans de garantie et le rapport qualité/prix très attrayant ne sont que quelques atouts qui caractérisent ce produit.

Simple et précise, la série 160BJ est très conviviale. 5 touches suffisent pour accéder à toutes les commandes. Un guidage clair de l'utilisateur à travers les menus sur l'afficheur facilite les réglages et permet de changer le mode de fonctionnement et d'effectuer les procédures de pesage sans difficultés.

L'Intelligence Calibration Mode (ICM) reconnaît automatiquement le poids étalon déposé sur la balance. Le protocole s'effectue selon la norme ISO avec un certificat de calibrage édité sur l'imprimante connectée.

- Plateau de grande dimension
- Plage de pesée allant jusqu'à 12100g
- Précision à partir de 1mg
- Clavier 5 touches
- Afficheur LCD rétro-éclairé
- Horloge avec date et heure
- Signal sonore pour utilisation optimale
- Sortie RS232
- Fonctionne sur piles ou secteur
- Pesée sous socle

STANDARD Série 160BJ

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

	BJ100M	BJ410C	BJ610C	BJ1200C	BJ2200C	BJ2100D	BJ4100D	BJ6100D	BJ8100D	BJ6100G	BJ12100G
Portée	102g	410g	610g	1200g	2200g	2100g	4100g	6100g	8100g	6100g	12100g
Précision	1mg	0,01g			0,1g			1g			
Taille du plateau	∅ 100mm	135x135mm			170x140mm						
Linéarité	2mg	0,02g			0,2g			2g			
Répétabilité	1mg	0,01g			0,1g			1g			
Poids minimum de l'échantillon	3g	30g			300g			3000g			
Temps de réponse (secondes)	4	2	4		2			4	2		
Conditions ambiantes tolérées	5-40°C										
Antivol	Code ou mécanique										
Interface PC / Imprimante	RS232										
Dimensions (LxLxH)	190x250 x130mm	190x250x73,8mm									
Poids net	1,5 kg										
Tension d'alimentation	230 V										
Alimentation sur piles	6 LR61/9V										
Consommation	1 W										

ACCESSOIRES

Logiciel de transfert de données format Excel	Sur demande
Câble de liaison RJ45/25 broches femelles (1,5m) pour liaison PC	350-8558
Câble de liaison RJ45/9 broches femelles (1,5m) pour liaison PC	350-8557
Câble de liaison RJ45/9 broches femelles (3m) pour liaison PC	RJ45/DB9F
Câble de liaison RJ45/25 broches mâles (1,5m) pour liaison Imprimante	350-8559
Câble de liaison RJ45 (1,5m) pour liaison Imprimante KyoLine	350-8559K
Câble de liaison RJ45/9 broches mâles (1,5m) pour liaison Imprimante	RJ45/DB9M
Multiplexeur 4 canaux (7 périphériques) Interface RS232 pour PC, Imprimante, ...	350-8513
Dispositif de pesée sous la balance	350-8561
Accumulateur externe	350-8662
Dispositif mécanique antivol	350-8555
Housse de protection complète (sans anneau de maintien)	350-4109

APPLICATIONS (EN STANDARD)



APPLICATIONS (EN OPTION)



EQUIPEMENTS

