

PharmaLine Série 520PBP

Balances spéciales officines



La gamme PharmaLine est dédiée aux officines de pharmacie.

3 modèles différents répondants aux besoins courants en préparatoire.

Une qualité de fabrication Suisse pour un coût maîtrisé.

Balances pour préparatoire d'officine

Livré en usage réglementé
(Première vignette et carnet métrologique)

Modèle disponible en France
livrable en 48h


Garantie 2 ans

PharmaLine Série 520PBP

MODELES DISPONIBLES

	PBP320M SCS	PBP620C SCS	PBP3200C SCS
			
Référence	520-9311/451	520-9412/451	520-9415/451
Portée	320 g	620 g	3 200 g
Précision	1 mg	0,01 g	0,01 g
Echelon de vérification	10 mg	0,1 g	0,1 g
Taille du plateau (mm)	Ø120	186x183	
Pare-brise de protection	Oui	Non	
Classe	II		
Linéarité	1,5 mg	10 mg	10 mg
Répétabilité	1 mg	0,005 g	0,01 g
Temps de réponse (secondes)	1,5		
Conditions ambiantes tolérées	10...30°C		
Dimensions (LxLxH) (mm)	325x200x136	325x200x91	
Poids net	5,6 kg		
Tension d'alimentation	115V – 230V		

APPLICATIONS



EQUIPEMENTS



ACCESSOIRES

Imprimante LP4024 avec câble de liaison	350-8391
Ruban encreur noir	ERC-09B
Rouleau de papier (57x50x12mm) [lot de 10 rouleaux]	C1.10