

# STANDARD

## Série 160BJ

# Balances de précision 160BJ



## Balances de précision de chez PRECISA pour des mesures efficaces et des résultats précis.

Les balances de la série 160BJ sont utilisables en Laboratoire ou en extérieur. Les 2 ans de garantie et le rapport qualité/prix très attrayant ne sont que quelques atouts qui caractérisent ce produit.

Simple et précise, la série 160BJ est très conviviale. 5 touches suffisent pour accéder à toutes les commandes. Un guidage clair de l'utilisateur à travers les menus sur l'afficheur facilite les réglages et permet de changer le mode de fonctionnement et d'effectuer les procédures de pesage sans difficultés.

L'Intelligence Calibration Mode (ICM) reconnaît automatiquement le poids étalon déposé sur la balance. Le protocole s'effectue selon la norme ISO avec un certificat de calibrage édité sur l'imprimante connectée.

- Plateau de grande dimension
- Plage de pesée allant jusqu'à 12100g
- Précision à partir de 1mg
- Clavier 5 touches
- Afficheur LCD rétro-éclairé
- Horloge avec date et heure
- Signal sonore pour utilisation optimale
- Sortie RS232
- Fonctionne sur piles ou secteur
- Pesée sous socle

# STANDARD Série 160BJ

## SPECIFICATIONS TECHNIQUES

	BJ100M	BJ410C	BJ610C	BJ1200C	BJ2200C	BJ6100G	BJ12100G
<b>Portée</b>	102g	410g	610g	1200g	2200g	6100g	12100g
<b>Précision</b>	1mg	0,01g			1g		
<b>Taille du plateau</b>	∅ 100mm	135x135mm			170x140mm		
<b>Linéarité</b>	2mg	0,02g			2g		
<b>Répétabilité</b>	1mg	0,01g			1g		
<b>Temps de réponse (secondes)</b>	4	2		4		2	
<b>Conditions ambiantes tolérées</b>	5-40°C						
<b>Antivol</b>	Code ou mécanique						
<b>Interface PC / Imprimante</b>	RS232						
<b>Dimensions (LxLxH)</b>	190x250x130 mm	190x250x73,8mm					
<b>Poids net</b>	1,5 kg						
<b>Tension d'alimentation</b>	230 V						
<b>Alimentation sur piles</b>	6 LR61/9V						
<b>Consommation</b>	1 W						

## ACCESSOIRES

	Sur demande
Logiciel de transfert de données format Excel	
Câble de liaison RJ45/25 broches femelles (1,5m) pour liaison PC	<b>350-8558</b>
Câble de liaison RJ45/9 broches femelles (1,5m) pour liaison PC	<b>350-8557</b>
Câble de liaison RJ45/9 broches femelles (3m) pour liaison PC	<b>RJ45/DB9F</b>
Câble de liaison RJ45/25 broches mâles (1,5m) pour liaison Imprimante	<b>350-8559</b>
Câble de liaison RJ45 (1,5m) pour liaison Imprimante KyoLine	<b>350-8559K</b>
Câble de liaison RJ45/9 broches mâles (1,5m) pour liaison Imprimante	<b>RJ45/DB9M</b>
Multiplexeur 4 canaux (7 périphériques) Interface RS232 pour PC, Imprimante, ...	<b>350-8513</b>
Dispositif de pesée sous la balance	<b>350-8561</b>
Accumulateur externe	<b>350-8662</b>
Dispositif mécanique antivol	<b>350-8555</b>
Housse de protection complète (sans anneau de maintien)	<b>350-4109</b>

## APPLICATIONS



## EQUIPEMENTS

