

- Bientôt disponible

Nouveau : l'Ampha X10

Analyseur intelligent de levure portable pour des décisions rapides sur site



Oubliez l'attente des résultats de laboratoire. Oubliez l'envoi d'échantillons à des laboratoires externes. **L'Ampha X10** fournit une analyse de levure sur site, à pile, cellule unique → Prêt quand vous l'êtes.



Portable

Léger, avec batterie pour une flexibilité maximale et alimentation secteur lorsque vous êtes sur le banc



Facile à utiliser


Écran tactile intuitif et assistants d'utilisation guidée.




Analyse rapide et automatisée

Résultats immédiats pour la viabilité, la croissance exponentielle et le calcul automatique de la quantité de levure à ensemer.

VOIR CE QUI SE TROUVE SUR L'APPAREIL — DU PREMIER COUP D'ŒIL



La quantité de levures à ensemer
— en kilogrammes.



L'état de vos levures
— en 1 minute.



AmphaChip Yeast — single-cell impedance flow cytometry, designed for brewing yeast (Saccharomyces).

Soyez parmi les premiers !

Contactez nous à info@precisa.fr

MISE À JOUR DU LANCEMENT · DÉMONSTRATION · SOYEZ INOFORMÉS DE LA SORTIE